

**NUPRO**

**Freedom®**

**DISPOSABLE PROPHY ANGLE**

For MIDWEST® RDH Freedom® Cordless Prophylaxis System

*with latex free soft cup*

### Indications for Use

Nupro Freedom® disposable prophylaxis angle is designed for single use only as part of a professionally administered prophylaxis treatment. This angle is designed to be compatible with the Midwest® RDH Freedom® Cordless Prophylaxis Handpiece.

### Contraindications

None known.

### Warnings

Dispose of Nupro Freedom® Disposable Prophylaxis Angles after each patient according to CDC Guidelines for Infectious Waste and Federal, State and Local regulations.

### Precautions

- The Disposable Prophylaxis Angles are designed for single-patient use only and should never be used more than once. Disposable Prophylaxis Angles are not autoclavable or designed to withstand disinfection solutions.
- The risk of reuse of a Disposable Prophylaxis Angle are damage to equipment and cross-contamination. Install a new Prophylaxis Angle before each use.

### Adverse Reactions

None known.

### Directions for Use

1. Remove the Nupro Freedom® disposable prophylaxis angle from the package by tearing open at the notches.
2. Attach a Nupro Freedom® Disposable Prophylaxis Angle to the handpiece by aligning the swoops on each and snapping in place. Verify that all parts of the handpiece are securely attached before use.
3. Dispose of the Nupro Freedom® disposable prophylaxis angle after each patient according to CDC Guidelines for Infectious Waste and Federal, State and Local regulations.



CE

0086

Manufactured for:  
DENTSPLY Professional  
DENTSPLY International  
1301 Smile Way  
York, PA 17404  
Customer Service:  
(800) 989-8826

Imported and Distributed  
in Canada by  
DENTSPLY Canada  
Woodbridge, Ontario  
L4L 4A3



DENTSPLY DeTrey GmbH  
De-Trey-Str.1  
78467, Konstanz  
Germany

**NUPRO**

**Freedom®**

**ANGLE PROPHYLACTIQUE JETABLE**

pour MIDWEST® RDH Freedom®  
Système de Prophylaxie sans fil

*Avec cupule souple sans latex*

## **Indications**

Le angle prophylactique jetable Nupro Freedom® est conçu pour servir une seule fois dans le cadre d'une prophylaxie administrée par un professionnel dentaire. Cet angle est conçu pour être utilisable avec la pièce à main prophylactique sans fil Midwest RDH Freedom.

## **Contre-indications**

Aucune connue.

## **Avertissements**

Jeter les angles prophylactiques jetables Nupro Freedom® après chaque patient selon les consignes du Centre de Center for Disease Control concernant les déchets infectieux et selon la réglementation fédérale, d'Etat et locale.

## **Précautions**

- Les angles prophylactiques jetables sont conçus pour une utilisation sur un seul patient et ne doivent jamais être réutilisés. Les angles prophylactiques jetables ne peuvent être désinfectés en autoclave et ne sont pas conçus pour résister aux solutions de produits désinfectants.
- Les risques d'une réutilisation d'un angle prophylactique jetable sont des dommages à l'équipement et une contamination du patient. Installer un angle prophylactique neuf avant chaque utilisation.

## **Effets indésirables**

Aucune connue.

## **Guide d'utilisation**

1. Retirer le angle prophylactique jetable Nupro Freedom® en déchirant l'emballage au niveau des encoches.
2. Installer un angle prophylactique jetable Nupro Freedom® sur la pièce à main en prenant soin d'aligner les marques sur chaque composant et de les emboîter. Avant chaque utilisation, confirmer que tous les composants de la pièce à main sont solidement installés.
3. Jeter les angles prophylactiques jetables Nupro Freedom® après chaque patient selon les consignes du Centre de Center for Disease Control concernant les déchets infectieux et selon la réglementation fédérale, d'Etat et locale.

**NUPRO**

**Freedom®**

**ÁNGULO PROFILÁCTICO DESECHABLE**

para MIDWEST® RDH Freedom®  
Sistema de Profilaxis Inalámbrico

*Con copa blanda sin látex*

### **Indicaciones para su utilización**

El ángulo profiláctico desechable Nupro Freedom® está diseñado para un único uso solamente como parte de un tratamiento profiláctico administrado profesionalmente. El diseño de este ángulo es compatible con la pieza de mano de profilaxis inalámbrica Midwest RDH Freedom.

### **Contraindicaciones**

Ninguna conocida.

### **Advertencias**

Deseche los ángulos profilácticos desechables Nupro Freedom® después de cada uso, de acuerdo con las directrices para residuos infecciosos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y las normas federales, estatales y locales.

### **Precauciones**

- Los Ángulos Profilácticos Desechables (DPA) están diseñados para uso con un solo paciente y nunca deben utilizarse más de una vez. Los DPA no pueden esterilizarse en autoclave y no son resistentes a las soluciones desinfectantes.
- La reutilización de un DPA puede provocar daño al equipo y causar contaminación cruzada. Instale un nuevo Ángulo Profiláctico antes de cada uso.

### **Reacciones adversas**

Ninguna conocida.

### **Instrucciones paso a paso**

1. Retire el ángulo profiláctico desechable Nupro Freedom® del envase tirando de las muescas.
2. Coloque un Ángulo Profiláctico Desechable Nupro Freedom® en la pieza de mano. Alinéelos y ajústelos. Verifique que todas las partes de la pieza de mano estén bien sujetadas antes de su uso.
3. Deseche los ángulos profilácticos desechables Nupro Freedom® después de cada uso, de acuerdo con las directrices para residuos infecciosos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y las normas federales, estatales y locales.

**NUPRO**

**Freedom®**

**EINWEG-PROPHY-WINKEL**

für MIDWEST® RDH Freedom®  
Kabelloses Prophylaxe-System

*Mit latexfreier Soft-Spitze*

## **Gebrauchshinweise**

NUPRO Freedom® Einweg-Prophylaxe-Winkel ist für den Einmalgebrauch konzipiert und darf nur als Teil einer fachmännisch durchgeführten Prophylaxe-Behandlung eingesetzt werden. Dieser Winkel ist mit dem kabellosen Midwest RDH Freedom Prophylaxe-Handstück kompatibel.

## **Kontraindikationen**

Keine bekannt.

## **Warnhinweise**

Die Nupro Freedom® Einweg-Prophylaxe-Winkel nach jedem Patienten entsprechend den CDC-Richtlinien für infektiösen Abfall und den örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.

## **Vorsichtsmaßnahmen**

- Die Einweg-Prophy-Winkel sind nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und dürfen niemals mehr als einmal verwendet werden. Einweg-Prophy-Winkel sind nicht autoklavierbar oder dafür ausgelegt, Desinfektionslösungen standzuhalten.
- Bei Wiederverwendung eines Einweg-Prophy-Winkels besteht die Gefahr von Schäden an der Ausrüstung und Kreuzkontamination. Setzen Sie vor jedem Gebrauch einen neuen Prophy-Winkel ein.

## **Nebenwirkungen**

Keine bekannt.

## **Schrittweises Vorgehen**

1. Das Nupro Freedom® Prophy Angle Winkelstück wird mittels der beiden Rasten aus der Verpackung gezogen.
2. Bringen Sie einen Nupro Freedom® Einweg-Prophy-Winkel am Handstück an, indem Sie die Schnapper aufeinander ausrichten und beide Teile einrasten lassen. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Teile des Handstücks sicher befestigt sind.
3. Die Nupro Freedom® Einweg-Prophylaxe-Winkel nach jedem Patienten entsprechend den CDC-Richtlinien für infektiösen Abfall und den örtlich geltenden Vorschriften entsorgen.

**NUPRO**

**Freedom®**

**ANGOLO PER PROFILASSI MONOUSO**

per MIDWEST® RDH Freedom®  
Sistema di Profilassi senza fili

*Con coppa morbida senza lattice*

### **Indications for Use**

Il angolo monouso per profilassi Nupro Freedom® è previsto esclusivamente come monouso quale parte di un trattamento profilattico specialistico. Questo angolo è progettato per essere compatibile con il manipolo di profilassi senza fili Midwest RDH Freedom.

### **Controindicazioni**

Sconosciute.

### **Avvertenze**

- Smaltire gli angoli per profilassi Monouso dopo l'uso su ogni paziente secondo le linee guide CDC per i danni da infezioni e i regolamenti federali, statali e locali.

### **Precauzioni**

- Gli angoli di profilassi monouso sono progettati per l'uso su un singolo paziente e non devono essere utilizzati più di una volta. Gli angoli di profilassi monouso non sono autoclavabili e non sono progettati per resistere alle soluzioni disinfettanti.
- Il riutilizzo di un angolo di profilassi monouso comporta il rischio di danni all'apparecchiatura e di contaminazione incrociata. Installare un nuovo angolo di profilassi prima di ogni utilizzo.

### **Reazioni avverse**

Sconosciute.

### **Istruzioni dettagliate**

1. Togliere il angolo monouso per profilassi Nupro Freedom® dalla confezione, strappandola dal punto indicato.
2. Collegare un angolo di profilassi monouso Nupro Freedom® al manipolo allineando tra loro i contrassegni e inserendolo in posizione con uno scatto. Verificare che tutte le parti del manipolo siano saldamente fissate prima dell'uso.
3. Smaltire gli angoli per profilassi Monouso dopo l'uso su ogni paziente secondo le linee guide CDC per i danni da infezioni e i regolamenti federali, statali e locali.

**NUPRO**

**Freedom®**

ОДНОРАЗОВАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  
УГЛОВАЯ

для MIDWEST® RDH Freedom®  
Беспроводной профилактической системы

С мягким колпачком без содержания латекса

### **Показания для использования**

Одноразовый профилактический угловой насадок типа Nupro Freedom® предназначен исключительно для одноразового использования в рамках профессиональной профилактической обработки зубов. Данная угловая насадка конструктивно подходит для использования с беспроводным профилактическим наконечником Midwest RDH Freedom.

### **Противопоказания**

Не известны.

### **Предупреждения**

- Утилизация одноразовой профилактической угловой насадки после каждого пациента должна проводиться в соответствии с требованиями Центров контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) в отношении инфицированных отходов, а также в соответствии с федеральными, местными правилами и нормами и правилами и нормами штата.

### **Предостережения**

- Одноразовые профилактические угловые насадки предназначены только для одного пациента и не должны использоваться более одного раза. Одноразовые профилактические угловые насадки не подлежат стерилизации в автоклаве и обработке дезинфицирующими растворами.
- Повторное использование одноразовых профилактических угловых насадок может привести к повреждению оборудования и к перекрестному заражению. Перед каждым использованием устанавливайте новую профилактическую насадку.

### **Неблагоприятные реакции**

Не известны.

### **Поэтапные указания**

1. Вынуть одноразовый профилактический угловой насадок типа Nupro Freedom® (далее ОПУН) из упаковки, разорвав упаковку по перфорации.
2. Установите на наконечник одноразовую профилактическую угловую насадку Nupro Freedom®, совместив захваты и скрепив части между собой. Перед использованием убедитесь, что все части наконечника надежно соединены друг с другом.
3. Утилизация одноразовой профилактической угловой насадки после каждого пациента должна проводиться в соответствии с требованиями Центров контроля и профилактики заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) в отношении инфицированных отходов, а также в соответствии с федеральными, местными правилами и нормами и правилами и нормами штата.